



8534 B1 CLASSIC

Misuratore di pressione automatico con bracciale adulti



CARATTERISTICHE

Dispositivo medicale semplice da usare, accurato e affidabile per la misurazione della pressione arteriosa al braccio.

Specifiche tecniche

- $\dot{\text{T}}$ Temperatura di esercizio: 10 40 °C / 50 104 °F 15 95 % umidità relativa massima
- \cdot Temperatura di stoccaggio: -20 +55 °C / -4 +131 °F 15 95 % umidità relativa massima
- · Peso: 250 g (comprese batterie)
- · Dimensioni: 124 x 92 x 61 mm
- · Procedura di misurazione: oscillometrica, corrispondente al metodo di Korotkoff: fase I sistolica, fase V diastolica
- · Range di misurazione: 60-255 mmHg pressione arteriosa, 40 199 battiti al minuto pulsazioni
- · Range pressione di gonfiaggio del bracciale: 0 299 mmHg
- · Risoluzione: 1 mmHg
- · Precisione pressione statica: pressione entro ± 3 mmHg
- · Precisione pulsazioni: ± 5 % del valore letto
- · Memoria: memorizza automaticamente i valori delle ultime 30 misurazioni.
- · Alimentazione: 4 x batterie da 1,5 Volt; tipo AAA
- Riferimento agli standard: EN 1060-1/-3/-4; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC); IEC 60601-1-11
- Garanzia: questo dispositivo è coperto da una garanzia di 5 anni dalla data di acquisto. La garanzia è valida solo presentando apposito tagliando compilato con nome del rivenditore, data d'acquisto e scontrino fiscale. Il bracciale ha una garanzia funzionale (tenuta in pressione della camera d'aria) per 2 anni.

Durata batterie: approssimativamente 400 misurazioni usando batterie nuove.

Accessori

Il dispositivo ha come accessori una serie di bracciali di differenti misure, in base alla circonferenza del braccio ed è, inoltre, possibile utilizzare i bracciali preformati «Easy», facili da indossare e confortevoli.

Per misura del bracciale per circonferenza del braccio vedi "Accessori" a lato.

INCLUSO: bracciale universale morbido 22-42 cm

Cura del dispositivo e del bracciale

Pulire il dispositivo esclusivamente con un panno morbido e asciutto. Rimuovere con cautela eventuali tracce di sporco sul bracciale con un panno inumidito con acqua e sapone.

Test di precisione

Si consiglia di sottoporre il dispositivo al test di verifica precisione ogni 2 anni o dopo un impatto meccanico (es. caduta); il test viene eseguito dal produttore.

Dispositivo è conforme alla direttiva sui prodotti medicali 93/42/EEC.

DATI TECNICI

Cardio	₩
Lunghezza (cm)	12,4
Larghezza (cm)	9,2
Altezza (cm)	6,1
Peso (kg)	0,251

ACCESSORI



8534-001Bracciale pediatrico per misuratore di pressione "B1 CLASSIC" - TAGLIA S 17-22 cm



8534-003Bracciale obesi per misuratore di pressione "B1 CLASSIC" - TAGLIA L-XL 32-52 cm

8536Cavo alimentazione 220V per misuratore di pressione "AUTOMATIC BASIC"

ACCESSORI DI SERIE



8534-002Bracciale standard per misuratore di pressione "B1 CLASSIC" - TAGLIA M-L 22-42 cm