



## 962

Sistemas de fijación para camilla/silla de carga automática EVOX PROOF certificado EN1789



### CARATTERISTICHE

Sistema de fijación para camilla silla de carga automática EVOX art. 7112 Proof completamente fabricado en acero inoxidable, para garantizar resistencia a la corrosión y alta durabilidad. Gracias a su estructura robusta, es capaz de soportar tensiones de hasta 10G en todas las direcciones, como previsto por el estándar UNI EN 1789.



Dispositivo certificado según los estándares armonizados europeos de seguridad UNI EN 1789.

### DATOS TÉCNICOS

Longitud (cm)	161
Anchura (cm)	43,5
Altura (cm)	13
Peso (kg)	6

---

ACCESORIO DE

---



**Evov Proof 7112**  
"EVOX" silla camilla de carga  
automática certificada con  
colchoneta



**Evov Proof 7112i**  
"EVOX" silla camilla de carga  
automática certificada con  
colchoneta

---