




## 962

Système de fixation pour brancard/chaise à chargement automatique EVOX PROOF certifié EN1789



### CARATTERISTICHE

Système de fixation pour brancard et chaise à chargement automatique EVOX art. 7112 Proof construit entièrement en acier inoxydable, pour assurer une résistance à la corrosion et une grande durabilité. Grâce à sa structure robuste, il est capable de résister à des contraintes allant jusqu' à 10G dans toutes les directions, comme l' exige la norme UNI EN 1789.



Appareil certifié selon les normes de sécurité européennes harmonisées UNI EN 1789.

### DONNÉES TECHNIQUES

Longueur (cm)	161
Largeur (cm)	43,5
Hauteur (cm)	13
Poids (kg)	6

### ACCESSOIRE DE



**Evox Proof 7112**  
Chaise brancard à chargement automatique certifiée « EVOX » avec matelas



**Evox Proof 7112I**  
Chaise brancard à chargement automatique certifiée « EVOX » avec matelas