



975

“Ergolift fixing system” - Sistema di fissaggio per sedia Extra Ergolift



CARATTERISTICHE

Dispositivo progettato per assicurare il fissaggio in ambulanza della sedia Extra Ergolift. Realizzato in acciaio inox, è resistente alla corrosione e facilmente sanificabile. L'innovativa configurazione monoblocco consente all'operatore di movimentare la sedia nelle fasi di bloccaggio e sbloccaggio in modo rapido e semplice. **Il sistema di bloccaggio per la sedia Extra Ergolift è compatibile anche con le sedie Extra: 670/BR, 676, 678.**

Dispositivo certificato secondo gli standard armonizzati europei UNI EN 1789.



DATI TECNICI

Larghezza (cm)	58
Altezza (cm)	111
Profondità (cm.)	23
Peso (kg)	8

IMMAGINI



VEDI ANCHE



960
"Extra fixing system" - sistema di
fissaggio per sedia Extra

ACCESSORIO DI



Extra Ergolift 671
Sedia sali/scendisciale motorizzata



Extra 670/BR
Sedia portantina scendisciale
assistita con braccioli



Extra Lite Standard 676
Sedia portantina 4 ruote
pieghevole con pedana e braccioli



678 Extra Lite Basic
Sedia portantina pieghevole
