



## 12098

Cuscino completo di schienale e sedile per sedia Extra - Col. nero



### CARATTERISTICHE

Cuscino per sedia portantina ideato per migliorare il comfort del paziente trasportato e, nel contempo, per proteggere le plastiche rigide della seduta dalle sollecitazioni.

Realizzato in poliuretano espanso a lenta memoria, è rivestito con fodera in skay ignifugo antitaglio che lo rende facilmente sfoderabile e sanificabile. Pensato appositamente per la sedia Extra, può essere adattato a qualsiasi sedia della gamma grazie alle comode fasce in Velcro® per il fissaggio.

È disponibile nei colori arancione e nero.

#### Dimensioni:

SEDUTA 42 x 43,5 x 6 [cm] (AxLxS)

SCHIENALE 46,5 x 43,5 x 3 [cm] (AxLxS)

\*Le immagini sono a solo scopo illustrativo.

### ACCESSORIO DI



**Extra 670/BR**

Sedia portantina scendiscale  
assistita con braccioli



**678 Extra Lite Basic**

Sedia portantina pieghevole



**Extra Lite Standard 676**

Sedia portantina 4 ruote  
pieghevole con pedana e braccioli