



7009-001

Set compuesto por 4 correas de color negro con Velcro® para la sujeción de la colchoneta art.7009 a la silla/camilla EVOX



CARATTERISTICHE

Colchón para camilla silla para ambulancias EVOX realizado en Sky y espuma ignífuga. Subdividido en 2 partes para seguir perfectamente las distintas configuraciones de la camilla.

DIMENSIONES: cm. 131 x 43 - 55 x 43

ACCESORIO DE



Evox Proof 7112
"EVOX" silla camilla de carga automática certificada con colchoneta



7009/A
Colchoneta naranja electrosoldada dividida para camilla silla de carga automática EVOX



7009/N
Colchoneta electrosoldada negra dividida para camilla silla de carga automática EVOX
