



12106

AIR-COM : matelas anti-escarres pour brancards à segments alternés



CARATTERISTICHE

Surmatelas en PVC composé à l'intérieur de 18 chambres à air indépendantes et interchangeables. Il est particulièrement adapté au positionnement des patients à risque de contracter des escarres. AIR-COM peut également être placé sur n'importe quel type de matelas de brancard à chargement automatique. Le dessous, en tissu antidérapant, est équipé de 3 boucles pour la fixation au brancard lui-même. Le compresseur d'air avec régulateur de pression de gonflage (Art. 12108) n'est pas fourni en standard..

Dimensions: cm 180 x 46 x 10

*Les images sont fournies à titre indicatif seulement..

DONNÉES TECHNIQUES

Longueur (cm)	180
Largeur (cm)	46
Hauteur (cm)	10

IMAGES



ACCESSOIRES



Art. 12108
Compresseur pour matelas AIR-COM

ACCESSOIRE DE



Mercury Cinque 7077/4RG PROOF
Brancard à chargement automatique en acier inoxydable à 5 positions certifié EN1865 avec 4 roues pivotantes - version haute



Mercury Lite Cinque 7097/4RG Proof
Mercury Lite Cinque ; brancard en aluminium à chargement automatique à 5 positions avec 4 roues pivotantes version haute - certifié EN 1865, et avec matelas et ceintures



Mercury Lite 7082/4RG Proof
Brancard à chargement automatique en aluminium à hauteur variable, certifié avec 4 roues pivotantes, version haute.



Mercury Cinque 7075/4RG PROOF
Brancard à chargement automatique en acier inoxydable à 5 positions certifié EN1865 avec 4 roues pivotantes



Mercury Lite Cinque 7095/4RG Proof
Mercury Lite Cinque ; brancard en aluminium à chargement automatique à 5 positions avec 4 roues pivotantes certifié EN 1865, et avec matelas et ceintures



Mercury 7092 PROOF
Brancard à chargement automatique certifié.



Mercury EL 7094 PROOF
Brancard à chargement automatique certifié - version haute



7265 Proof
Brancard de chargement automatique en aluminium « Frog Lite Advance » avec poignées extractibles et Trendelenburg