



# 7240/INC PROOF Frog 7240/INC Proof

"FROG PLUS INC PROOF" Barella autocaricante per incubatrice con predisposizione per gancio certificato



#### **CARATTERISTICHE**

Costruita con la predisposizione per il nostro sistema di fissaggio certificato Art. 955 Proof, è l'ideale per il trasporto delle incubatrici sui mezzi di soccorso. Anch'esso senza schienale, spondine e piano rigido lettino, fa parte della gamma delle barelle autocaricanti "FROG PLUS".



Dispositivo certificato secondo gli standard armonizzati di sicurezza europei UNI EN1865 - UNI EN1789.

### **DATI TECNICI**

Pediatric	<b>⊌</b>
Altezza (cm)	82
Altezza massima di carico (cm)	66
Altezza minima di carico (cm)	60
Altezza piegata (cm)	27
Larghezza (cm)	56
Lunghezza (cm)	195
Lungh. con carrello abbassato (cm)	166
Peso (kg)	38
Portata (kg)	250

## **VEDI ANCHE**



Frog 7240 PROOF
"FROG PLUS" barella autocaricante
con trendelenburg certificata

#### **ACCESSORI**



**12050** Interfaccia allungato per incubatrice



12048 Interfaccia certificata 10G per carrelli autocaricanti per incubatrice



**955 PROOF**Sistema di fissaggio EN 1789 per barelle autocaricanti Proof