



## 7240/INC PROOF Frog 7240/INC Proof

"FROG PLUS INC PROOF" Barella autocaricante per incubatrice con predisposizione per gancio certificato



### CARATTERISTICHE

Costruita con la predisposizione per il nostro sistema di fissaggio certificato Art. 955 Proof, è l'ideale per il trasporto delle incubatrici sui mezzi di soccorso. Anch'esso senza schienale, spondine e piano rigido lettino, fa parte della gamma delle barelle autocaricanti "FROG PLUS".



Dispositivo certificato secondo gli standard armonizzati di sicurezza europei UNI EN1865 - UNI EN1789.

### HAUPTEIGENSCHAFTEN

Pediatric	
Höhe (cm)	82
Max. Ladehöhe (cm)	66
Min. Ladehöhe (cm)	60
Höhe zusammengeklappt (cm)	27
Breite (cm)	56
Länge (cm)	195
Länge mit zusammengeklapptem Trolley (cm)	166
Gewicht (kg)	38
Tragfähigkeit (kg)	250

---

## SIEHE AUCH

---



**Frog 7240 PROOF**  
Fahrtrage mit roll-in-ladesystem  
plus mit trendelenburg zertifiziert

---

## ZUBEHÖRE

---



**12050**  
Interfaccia allungato per  
incubatrice



**12048**  
Interfaccia certificata 10G per  
carrelli autocaricanti per  
incubatrice



**Feststellsystem en 1789 für roll-in-  
tragen proof**  
Sistema di fissaggio EN 1789 per  
barelle autocaricanti Proof