



## 7240/INC PROOF Frog 7240/INC Proof

"FROG PLUS INC PROOF" Barella autocaricante per incubatrice con predisposizione per gancio certificato



### CARATTERISTICHE

Costruita con la predisposizione per il nostro sistema di fissaggio certificato Art. 955 Proof, è l'ideale per il trasporto delle incubatrici sui mezzi di soccorso. Anch'esso senza schienale, spondine e piano rigido lettino, fa parte della gamma delle barelle autocaricanti "FROG PLUS".



Dispositivo certificato secondo gli standard armonizzati di sicurezza europei UNI EN1865 - UNI EN1789.

### DATI TECNICI

Pediatric	
Altezza (cm)	82
Altezza massima di carico (cm)	66
Altezza minima di carico (cm)	60
Altezza piegata (cm)	27
Larghezza (cm)	56
Lunghezza (cm)	195
Lungh. con carrello abbassato (cm)	166
Peso (kg)	38,4
Portata (kg)	250

---

## VEDI ANCHE

---



**Frog 7240 PROOF**  
"FROG PLUS" barella autocaricante  
con trendelenburg certificata

---

## ACCESSORI

---



**12050**  
Interfaccia allungato per  
incubatrice



**12048**  
Interfaccia certificata 10G per  
carrelli autocaricanti per  
incubatrice



**955 PROOF**  
Sistema di fissaggio EN 1789 per  
barelle autocaricanti Proof