



# 19156-130

"MTX-2R" Supporto traslabile doppiovano ad altezza ridotta, con piano e ribaltina da 130 mm - certificato EN1789



#### **CARATTERISTICHE**

Supporto barella traslabile doppiovano ad altezza ridotta con piano e ribaltina da mm 130. L'alloggiamento sottostante può ospitare sia una barella a cucchiaio che una tavola spinale, nonostante l'altezza ribassata di 40 mm rispetto al supporto MTX-2.

Certificato EN 1789

Traslazione max 30 cm

## **DATI TECNICI**

Lunghezza (cm)	205
Larghezza (cm)	62
Peso (kg)	67
Portata (kg)	400
Traslabile	<u> </u>
Altezza piano	21
Altezza totale	24

#### **IMMAGINI**





# **VEDI ANCHE**



19156-130 AL
"MTX-2R-AL" Supporto barella
traslabile doppiovano in alluminio
ad altezza ridotta, con piano inox e
ribaltina da 130 mm



19162 MTX-2-X Supporto doppiovano traslabile per barella Meber X

## **ACCESSORI**



**19123** Ribaltina 130 mm con attacchi per supporti e rullo



**19115** Ribaltina da 180 mm con attacchi per supporti e rullo