



12025

Tasca portaoggetti multiuso nera per barelle autocaricanti



CARATTERISTICHE

Tasca portaoggetti in nylon antistrappo da applicare sotto lo schienale di tutte le barelle autocaricanti Me.Ber.. È composto da una tasca chiusa con una cerniera per i piccoli oggetti, e da una tasca più grande aperta per i documenti, si fissa con dei pratici cinturini in Velcro® al tubo del carrello della barella.
Dimensioni: cm 50x37

DATI TECNICI

Larghezza (cm)	50
Altezza (cm)	37

ACCESSORIO DI



Mercury Lite 7080/4RG Proof
Barella autocaricante in alluminio
ad altezza variabile certificata con 4
ruote girevoli



Mercury 7070/4RG PROOF
Barella autocaricante inox ad
altezza variabile certificata con 4
ruote girevoli



Mercury Lite 7082/4RG Proof
Barella autocaricante in alluminio
ad altezza variabile certificata con 4
ruote girevoli versione alta



Mercury 7072/4RG PROOF
Barella autocaricante inox ad
altezza variabile certificata con 4
ruote girevoli versione alta



Mercury Cinque 7075/4RG PROOF
Barella autocaricante inox a 5
posizioni certificata EN1865 con 4
ruote girevoli



Mercury Cinque 7077/4RG PROOF
Barella autocaricante inox a 5
posizioni certificata EN1865 con 4
ruote girevoli- versione alta



Gecko 7122/AZ
"GECKO" barella autocaricante
entry-level azzurra



Gecko 7122/V
"GECKO" barella autocaricante
entry-level verde



Frog Lite 7260 PROOF
"FROG LITE" barella autocaricante
in alluminio con trendelenburg
certificata



Frog 7210
"FROG" barella autocaricante gialla
con trendelenburg



Frog 7210 PROOF
"FROG" barella autocaricante gialla
con trendelenburg certificata



Frog 7240 PROOF
"FROG PLUS" barella autocaricante
con trendelenburg certificata



MBS-01 7270
Barella autocaricante per trasporto
bariatrico



Winner 910
Barella autocaricante



Winner 910 PROOF
Barella autocaricante - certificata



Winner 914
Barella autocaricante con
Trendelenburg e Fowler



Winner 914 PROOF
Barella autocaricante con
Trendelenburg e Fowler certificata



**Mercury Lite Cinque 7095/4RG
Proof**
Mercury Lite Cinque, barella
autocaricante in alluminio a 5
posizioni con 4 ruote girevoli
certificata EN 1865 e completa di
materasso e cinture



**Mercury Lite Cinque 7097/4RG
Proof**
Mercury Lite Cinque, barella
autocaricante in alluminio a 5
posizioni con 4 ruote girevoli
versione alta - certificata EN 1865 e
completa di materasso e cinture



Mercury EL 7092 PROOF
Barella autocaricante certificata



Mercury EL 7094 PROOF
Barella autocaricante certificata
versione alta
