



8432

Teca di colore bianco mod. standard per defibrillatore



CARATTERISTICHE

Realizzata in lamiera di acciaio al carbonio P02 zincato; verniciatura a polvere di epossi-poliestere RAL 9010 bianco; passaggio in galleria termica 180°C. 1 anta finestrata, cerniere con perno zincato, apertura 180°, chiusura a sigillo lucchettabile; preforata per attacco a parete e su apposita piantana. (art. 8432-001)

VEDI ANCHE



8396

Teca per defibrillatore da esterno
allarmata termoregolata

ACCESSORI



8432-001

Pedistallo per teca di colore bianco
mod. Standard

ACCESSORIO DI



8440

Defibrillatore semiautomatico mod.
Technoheart Plus AED



8442

Defibrillatore semiautomatico mod.
Technoheart Plus AED Trainer
