



## 679 - Zena

---

Sedia portantina stretta, 4 ruote pieghevole con pedana, braccioli e piane in alluminio



---

### CARATTERISTICHE

[Visita il sito Extra Lite Zena](#)

#### PERCHÉ ZENA È DIVERSA DA OGNI ALTRA SEDIA?

**Zena** è incredibilmente compatta e leggera, ma non toglie nulla alla sicurezza di operatori e pazienti. La particolare progettazione è pensata per consentire la massima manovrabilità in spazi angusti, come ad esempio le scale di vecchie abitazioni o scale a chiocciola. Oltre a ciò è stato eseguito un attento studio ergonomico in modo da sottoporre gli operatori a carichi prevalentemente sull'asse verticale, ovvero col minimo ricorso alla sola forza muscolare di sollevamento.

#### I PUNTI DI FORZA

**Leve:** Innovative leve con apertura orizzontale per consentire nuovi schemi operativi con soli due operatori.

**Ruote da 200mm:** Ruote posteriori di elevate dimensioni per il massimo comfort e freno sulle anteriori, ideale quando si trasporta la sedia chiusa in ascensore.

**Hi comfort area:** Uno speciale materiale (EVA espanso morbido) garantisce comfort e stabilità al paziente.

**Leggera di alluminio:** Extra Lite Zena è costruita con leghe speciali d'alluminio di derivazione aeronautica per minimizzare il peso e facilitare il trasporto.

**Massima flessibilità:** Leve estensibili anteriori con innovativo sistema a rotazione.

#### COMPATTA, INCREDIBILMENTE COMPATTA

L'accessibilità delle scale è da sempre un grande problema nel prelievo e nella ricollocazione di un paziente presso la sua abitazione. Le moderne sedie sali/scendiscale, eventualmente nelle versioni motorizzate, sono un aiuto insostituibile, ma spesso non possono essere utilizzate per il più banale dei motivi: non c'è abbastanza spazio per muoversi. Che fare allora? Chiedete aiuto a Zena: la nuova sedia portantina scendiscale che incorpora la più avanzata tecnologia costruttiva, i migliori materiali e un design studiato fianco a fianco degli operatori.

**Extra Lite Zena** è stata ideata e progettata per essere utilizzata in spazi stretti e angusti, mezzi di trasporto pubblico (pullman, treni, aerei, ecc...), ascensori e scale di larghezza ridotta. Pieghevole, dotata di leve anteriori estraibili e di leve posteriori ripiegabili per ridurre l'ingombro quando necessario, si fissa in ambulanza con il bloccaggio certificato EN 1789 **art 960 o art. 975**.

#### L'INNOVAZIONE

La distanza delle leve è superiore alle normali sedie portantine e ciò evita, anche a soccorritori corpulenti, di protendere all'indietro le braccia. Inoltre la forma sagomata delle leve consente di affrontare con più flessibilità gli spazi stretti, in particolare nei punti di svolta sui pianerottoli. La particolare forma e il posizionamento delle leve posteriori sono una reale rivoluzione! L'operatore può così posizionarsi col corpo molto vicino al paziente, ma può contare su una lunghezza tale da decidere se operare in fronte marcia o di spalle. In questo modo è l'operatore che sceglie il modo di lavorare più adatto alle imprevedibili situazioni che avrà davanti.

Completano le caratteristiche di questa sedia da soccorso le 2 ruote anteriori da 125 mm con freno, braccioli rivestiti in gomma e pedana poggiapiedi a scomparsa.

**Peso:** 14,2 kg.

---

## HAUPTEIGENSCHAFTEN

---

Cardio	
Höhe (cm)	102
Larghezza min (cm)	47
Larghezza max (cm)	50
Länge (cm)	65
Max. Länge (cm)	122
Gewicht (kg)	14,2
Tragfähigkeit (kg)	230
Material	Leghe di alluminio

---

## IMAGES

---



---

## SIEHE AUCH

---



**678 Extra Lite Basic**  
Sedia portantina pieghevole



**Extra 670/BR**  
Sedia portantina scendiscale  
assistita con braccioli



**Extra Lite Standard 676**  
Sedia portantina 4 ruote  
pieghevole con pedana e braccioli

---

---

## ZUBEHÖRE

---



**960**

Fixing system for Extra stair chair



**612/N**

Hosenträger-vierpunkt-gurtsystem für roll-in-tragen und stühle, schwarz



**612/N**

Hosenträger-vierpunkt-gurtsystem für roll-in-tragen und stühle, schwarz



**507G**

Leva estraibile con maniglia ergonomica sx per Extra



**506G**

Leva estraibile con maniglia ergonomica dx per Extra



**960**

Fixing system for Extra stair chair



**566**

Busta nera con 3 cinture a 2 pz. Fondo nero e MeBer arancio per sedie Extra



**842L**

Kit bloccaggio leve posteriori Zena

---

## SERIENMÄßIGES ZUBEHÖR

---



**566**

Busta nera con 3 cinture a 2 pz. Fondo nero e MeBer arancio per sedie Extra