



1325/RG

Zaino di soccorso professionale Antartide con tasca DAE e 3 sacche interne col. royal e grigio



CARATTERISTICHE

Il modello Antartide si differenzia dal modello Artide per l'ampia tasca frontale con finestra in crystal adibita al trasporto del DAE (qualsiasi modello di defibrillatore) o di altro materiale medicale. Realizzato in nylon colore blu/rosso o blu royal con doppie cuciture, ampie bande rifrangenti ad alta visibilità, fondo in PVC, spallacci rinforzati e tracolla per il trasporto a spalla. L'ampia tasca esterna favorisce il soccorritore dando una chiara visione del contenuto. Internamente è dotato di attacchi in Velcro® per il fissaggio di 3 sacche professionali (blu, giallo e verde) di serie.

DATI TECNICI

| | |
|------------------|-----|
| Altezza (cm) | 44 |
| Larghezza (cm) | 36 |
| Profondità (cm.) | 26 |
| Peso (kg) | 3,9 |

VEDI ANCHE



1325/RB

Zaino di soccorso professionale
compatto Antartide



1326/RG

Zaino di soccorso professionale
compatto Artide col. royal e grigio

ACCESSORI DI SERIE



1362-003/B
Sacca rettangolare interna
professionale di colore blu per zaini
da soccorso



1362-003/G
Sacca rettangolare interna
professionale per diagnostica di
colore giallo



1362-003/V
Sacca rettangolare interna
professionale di colore verde per
zaini da soccorso
