



19156-130 AL

"MTX-2R-AL" Soporte de traslación para camilla, doble compartimiento de altura reducida, con plataforma y báscula de 130 mm.



CARATTERISTICHE

Presenta las mismas características del soporte MTX-2R, pero con una estructura de aluminio que reduce el peso del soporte en 20 kg.
Certificado EN 1789.
Traslación máx. 30 cm.

DATOS TÉCNICOS

Anchura (cm)	62
Longitud (cm)	205
Peso (kg)	47
Capacidad de carga (kg)	400
Traslable	
Altura superficie	21
Altura total	24

VER TAMBIÉN



19156-130

"MTX-2R" Soporte de traslación doble compartimiento de altura reducida, con plataforma y báscula de 130 mm - certificado EN1789



19162

MTX-2-X Soporte de traslación doble compartimiento para camilla Meber X

ACCESORIOS



19123

Ribaltina 130 mm con attacchi per supporti e rullo



19115

Ribaltina da 180 mm con attacchi per supporti e rullo
