



## 8540

Monitor multiparametrico TG



### CARATTERISTICHE

Il monitor è uno strumento professionale, corredato di accessori e circuiti con doppia funzione di diagnosi e monitoraggio. Permette la rilevazione di diversi parametri vitali, che possono essere rilevati singolarmente o in contemporanea.


Funzioni:

- Monitor multiparametrico, con indicazione numerica e tracciato
- Funzionante con batteria e rete - Alimentazione: 100 ÷ 240 V ca, 50 ÷ 60 Hz. È inoltre dotato di batteria per consentire la continuità di utilizzo senza alimentazione esterna (fino a 4 ore con la batteria standard)
- Completo di stampante integrata
- Attacco a rete per gestione a distanza
- Regolazione ed impostazione parametri
- Monitor 10 pollici

5 parametri:

- Ecg 5 canali 2 tracce
- Pressione sistolica/diastolica/media
- Battito cardiaco
- Pulsiossimetro
- Controllo respiro
- Temperatura a doppia sonda

### HAUPTEIGENSCHAFTEN

Cardio	
Höhe (cm)	24,6
Breite (cm)	26,1
Tiefe (cm.)	14,6
Gewicht (kg)	2,8

---

## ZUBEHÖRE

---



**8540-001**  
Sensore SpO2 riutilizzabile per adulti



**8540-002**  
Bracciale per adulti 27-35 cm



**8540-005**  
Batteria ricaricabile al litio per monitor TC



**8540-006**  
Carta termica millimetrata



**8540-003**  
Bracciale NIBP pediatrico 16-21,5 cm



**8540-004**  
Bracciale NIBP neonatale 10 - 15 cm

---

## SERIENMÄßIGES ZUBEHÖR

---



**8540-001**  
Sensore SpO2 riutilizzabile per adulti



**8540-002**  
Bracciale per adulti 27-35 cm