



8377

Termometro INFRARED



CARATTERISTICHE

Termometro a infrarossi per la misurazione veloce, precisa e affidabile della temperatura corporea senza il contatto con la superficie di misurazione. Dispositivo semplice, intuitivo e igienico, garantisce misurazioni stabili e libere da interferenze della temperatura.

Specifiche tecniche

- Tipologia prodotto: Termometro senza contatto
- Dimensioni (lung x larg x alt): 100 mm x 40 mm x 155 mm
- Peso: 105 gr senza batteria
- Range di misurazione modalità corporea: 32÷43 °C (89,6÷109,2 °F)
- Range di misurazione modalità superfici: 0÷60 °C (32÷140 °F)
- Range di misurazione modalità stanza: 0÷40 °C (32÷104 °F)
- Distanza di misurazione: 3 ÷ 5 cm (1,2 ÷ 2 pollici)
- Condizioni di utilizzo: Temperatura ambiente: 10÷40 °C / 50÷104 °F
- Umidità relativa: 85%
- Risoluzione display: 0,1 °C
- Tempo di risposta: 1s
- Memoria: 32 misurazioni
- Batterie: 2 x 1,5 V tipo AA
- Consumo: 300 mW
- Auto spegnimento: dopo 30 secondi

Dispositivo conforme alla direttiva sui prodotti medicali 93/42/CEE – DM Classe IIa

DATI TECNICI

Altezza (cm)	15,5
Larghezza (cm)	4
Lunghezza (cm)	10
Peso (kg)	0,08
Pediatric	

VEDI ANCHE



**16500
Sterilair Pro**
Apparecchiatura per il trattamento
biologico dell'aria - Versione a
parete



**Prevenzione e protezione
individuale**



11220 Oxytest
Pulsiossimetro portatile completo
di sensore adulti, cavo USB e
batterie stilo AAA
