



1318

Zaino di soccorso "Romeo"



CARATTERISTICHE

Zaino modulare pratico, compatto e semplice, adatto a volontari e professionisti del soccorso. Completamente realizzato in PVC a celle chiuse di colore rosso. Antistrappo, lavabile e resistente, con tasca frontale trasparente per personalizzazioni, con doppie cuciture, robuste cerniere da 10 mm, bande rifrangenti ad alta visibilità su tutti i lati esterni, fondo in PVC e con supporti di appoggio in plastica. Internamente presenta una struttura protettiva rigida a guscio composta da materiale termoplastico e con un ampio vano centrale con apertura frontale a doppia zip e 2 tasche frontali esterne.

Il vano centrale è dotato di attacchi in Velcro® per il fissaggio di 4 custodie colorate di serie, ciascuna con ampia finestra trasparente rinforzata da doppia cucitura, e di 2 borse professionali (diagnostica e medicazione), sempre di serie, nelle quali alloggiare e organizzare gli strumenti necessari all'intervento. Completano lo zaino una tasca frontale con fasce interne porta oggetti, due maniglie (una superiore e una laterale) rivestite in gomma antiscivolo per il trasporto a mano e due spallacci rinforzati con bande rifrangenti.

"Romeo" è venduto completo di n. 4 sacche rettangolari (Art. 1362-002) e n.2 sacche quadrate (Art. 1362-001).

Dimensioni: 33 x 54 x 36 cm (LxHxP).

DATI TECNICI

Altezza (cm)	54
Larghezza (cm)	33
Profondità (cm.)	36
Peso (kg)	3,8

IMMAGINI



VEDI ANCHE



1319
Borsa per emergenza "Giulietta"
