



7094/H3 PROOF Mercury EL

Brancard à chargement automatique certifié - version haute



CARATTERISTICHE

[Visitez le site web Mercury](#)

Mercury EL est le dernier né de la gamme de brancards de chargement automatique Me.Ber. Comme tous les modèles Mercury, il se caractérise par une fiabilité et une polyvalence extrêmement élevées. Mercury EL/H3 est conçu comme un modèle standard de la gamme Mercury, mais par rapport aux autres brancards de la série EL, il se caractérise par ses 3 hauteurs variables. [lire la suite]

Par rapport aux autres versions, il n'a pas de chariot avant rabattable, il n'a pas de version à quatre roues pivotantes. Mercury EL est néanmoins **un excellent choix** pour ceux qui souhaitent bénéficier des mêmes caractéristiques de qualité, mais dans un produit plus **simple et plus abordable**.

Cadre Safe-Frame

Le cadre du brancard résiste à de fortes contraintes mécaniques, Mercury adopte la philosophie de construction Me.Ber.



Safe Frame est composé d'un seul cadre. Grâce à cette mesure importante, la structure est extrêmement rigide et sûre et ne risque pas de s'affaiblir.



Dispositif certifié conformément aux normes de sécurité européennes harmonisées UNI EN 1865 - UNI EN 1789.

*les images ne sont utilisées qu'à des fins d'illustration.

DONNÉES TECHNIQUES

Type	Adultes
Taille	Adultes
Usage	Transport
Certification 10G	
Type de roue	2 roues pivotantes + 2 grandes roues fixes
Surface de couchage	Avec Trendelenburg
Hauteur max (cm)	99
Hauteur de chargement max (cm)	71
Hauteur de chargement min. (cm)	69
Hauteur plié (cm)	31
Largeur (cm)	57
Longueur (cm)	197
Poids (kg)	47,7
Capacité de charge (kg)	250
Material	Acier peint ABS PEHD (polyéthylène haute intensité)
Multiniveau	
Intermediate height (cm)	75

VOIR AUSSI



Mercury 7092 PROOF
Brancard à chargement automatique certifié.



Mercury 7070/4RG PROOF
Brancard à chargement automatique en acier inoxydable à hauteur variable, certifié avec 4 roues pivotantes.



Mercury 7072/4RG PROOF
Brancard à chargement automatique en acier inoxydable à hauteur variable, certifié avec 4 roues pivotantes, version haute.



Mercury Lite 7080/4RG Proof
Brancard à chargement automatique en aluminium à hauteur variable, certifié avec 4 roues pivotantes.



Mercury Lite 7082/4RG Proof
Brancard à chargement automatique en aluminium à hauteur variable, certifié avec 4 roues pivotantes, version haute.



Mercury Cinque 7075/4RG PROOF
Brancard à chargement automatique en acier inoxydable à 5 positions certifié EN1865 avec 4 roues pivotantes



Mercury Cinque 7077/4RG PROOF
Brancard à chargement automatique en acier inoxydable à 5 positions certifié EN1865 avec 4 roues pivotantes – version haute



Mercury Lite Cinque 7095/4RG Proof
Mercury Lite Cinque ; brancard en aluminium à chargement automatique à 5 positions avec 4 roues pivotantes certifié EN 1865, et avec matelas et ceintures



Mercury Lite Cinque 7097/4RG Proof
Mercury Lite Cinque ; brancard en aluminium à chargement automatique à 5 positions avec 4 roues pivotantes version haute – certifié EN 1865, et avec matelas et ceintures

ACCESSOIRES



12025
Poche de rangement polyvalente noire pour brancards à chargement automatique



12154
Système de confinement Bear Pods pour obèses pour brancards à chargement automatique



12018N
Tige porte-perfusion télescopique pour brancards à chargement automatique



939
Plateau porte-instruments pour brancards



12080
Plateforme bariatrique large « MBP » pour brancards à chargement automatique FROG MERCURY et GECKO avec ceintures avec enrouleur et fixations de brancard



12080-001
Kit de montage sur plan bariatrique pour brancards à chargement automatique



12084-001
Étui noire pour ailes bariatriques



12070/BG
« COVER OX 2-3 BG » – Porte-bouteille professionnel pour bouteilles de 2 et 3 litres



12070/BR
« COVER OX 2-3 BR » – Porte-bouteille professionnel pour bouteilles de 2 et 3 litres



12072/BG
« COVER OX 5 BG » – Porte-bouteille professionnel pour bouteilles de 5 litres



12072/BR
« COVER OX 5 BR » – Porte-bouteille professionnel pour bouteilles de 5 litres



955 PROOF
Système de fixation EN 1789 pour brancards à chargement automatique Proof



12106
AIR-COM : matelas anti-escarres pour brancards à segments alternés



7013/N
Matelas 3 pièces en skaï ignifugé électro-soudé



938
Porte-bouteille Oximeb



608-A/MEB
Ceinture 2 pièces avec crochet en métal et ruban Meber orange (L. 155 cm)




608-N/MEB
Ceinture 2 pièces avec crochet en métal et ruban Meber noir (L. 155 cm)



612/AN-2/MEB
Ceinture thoracique orange/noire réglable avec attache à 4 points et ruban Meber pour brancards à chargement



612/N-2/MEB
Ceinture thoracique noire réglable avec attache à 4 points et ruban Meber pour brancards à chargement automatique et



12200
Extensions bariatriques pour Mercury brancard

**707**

Bâche de transfert pour protège-matelas
à 6 poignées

BUNDLES

**608-N/MEB**

Ceinture 2 pièces avec crochet en métal
et ruban Meber noir (L. 155 cm)

**612/N-2/MEB**

Ceinture thoracique noire réglable avec
attache à 4 points et ruban Meber pour
brancards à chargement automatique et
chaises

**7013/N**

Matelas 3 pièces en ski ignifugé électro-
soudé