



## **15714/M** Art. PROMO

Telo per posizionamento pazienti misura M - Prezzo: € 20,00 IVA esclusa



## **CARATTERISTICHE**

Sheet è un telino usato per il posizionamento dei pazienti, realizzato in nylon ultra low friction particolare per questo tipo di utilizzo. Ha finiture doppie ribattute resistenti con maniglie, è radiotrasparente, resistente ai raggi UV, al cloro, alla disinfezione con alcool 70%. Serve per facilitare il posizionamento dei pazienti allettati.

Campione, ex demo

Dimensioni: cm 150x70

Quantità: 1

LOT 001/14

Prezzo: 20,00 € IVA esclusa