



429

Arcos Steccobenda rigida per arti pediatrici



CARATTERISTICHE

Steccobende rigide realizzate in PVC ignifugo e completamente impermeabile, consentono la corretta immobilizzazione degli arti. Le steccobende sono radiotrasparenti. Sono dotate di 4 chiusure a Velcro® a lunghezza differenziata che permettono all'operatore di applicare il dispositivo con facilità e sicurezza: appositamente sagomate per allacciare saldamente e agevolmente la caviglia e la parte alta della gamba sono complete di supporto piede integrato.

Disponibili in 3 misure:

Braccio adulto/ gamba pediatrico: lunghezza cm 52 - base d'appoggio cm 9

Gamba adulto: lunghezza 74 cm - base d'appoggio cm 13

Arto pediatrico: lunghezza 30 cm, base d'appoggio 9 cm

HAUPTEIGENSCHAFTEN

| | |
|------------|----------------|
| Pediatric | |
| Trauma | |
| Material | PVC |
| Länge (cm) | 30 |
| Anwendung | Immobilization |

SIEHE AUCH



425

Arcos long rigid splint for lower limbs



427

Arcos short rigid splint for upper limbs



430

Arcos rigid splint set with carrying bag