



# 629-007

Tavola nera Slim per fermacapo art. 629



## **CARATTERISTICHE**

La base nera SLIM è una tavola ribassata in PVC progettata per agevolare lo stivaggio della tavola spinale nel supporto dell'ambulanza anche con il fermacapo installato.

Grazie al suo **profilo sottile**, risolve in modo efficace le problematiche di ingombro riscontrate con le basi tradizionali.

Realizzata in **PVC ad alta resistenza**, la base è **facile da sanificare** e garantisce un'ottima durata nel tempo. È fornita **completa di cinturini** per un fissaggio sicuro e stabile del fermacapo alla tavola spinale.

Profilo ribassato per stivaggio agevolato Materiale: PVC igienico e facilmente sanificabile Cinturini inclusi

#### **DATI TECNICI**

Larghezza (cm)	38,5
Profondità (cm.)	26
Spessore (cm)	1,2

## **IMMAGINI**



## ACCESSORIO DI



**Jelly 629** Fermacapo standard rosso per tavola spinale