



# 8548

Monitor multiparametrico PC-300 SpO2, NIBP



## CARATTERISTICHE

Il monitor portatile PC-300 misura SpO2, frequenza del polso, NIBP e la temperatura.

Dotato di tecnologia Bluetooth e interfaccia USB, consente di trasferire i dati su PC, tablet e smartphone (Android e iOS).

- fino a 6.000 registrazioni di pressione fino a 100 diversi pazienti (ogni utente può registrare 999 misurazioni)
- sonda auricolare che misura la temperatura in 5 secondi
- trasferimento dati su PC/Smartphone tramite USB o Bluetooth
- bracciale NIBP pediatrico e sonda pediatrica SpO2 opzionali
- ECG e glucometro opzionali
- batteria al litio ricaricabile inclusa
- protocolli di comunicazione disponibili su richiesta

### Alimentazione

Batteria: batteria al litio incorporata 3,7 V

Caricatore: 100 - 240 VCA, 50/60 Hz, 5 VCC o USB

### Dotato di:

Sonda adulti SpO2 riutilizzabile

Bracciale adulti NIBP


Termometro da orecchio (coprisonda non inclusi)

Batteria al litio con caricatore

Borsa per trasporto

Manuale d'uso

## DONNÉES TECHNIQUES

Cardio	
Longueur (cm)	16,5
Thickness (cm)	6,8
Largeur (cm)	9,6

IMAGES



VOIR AUSSI



**B1 CLASSIC 8534**  
Tensiomètre automatique avec brassard adulte

ACCESSOIRES

**8548-001**  
Sensore SpO2 pediatrico per monitor multiparametrico PC-300 art. 8548



**8548-002**  
Sensore SpO2 adulti per monitor multiparametrico PC-300 art. 8548

**8548-003**  
Bracciale pediatrico 10-19 cm per monitor multiparametrico PC-300



**8548-004**  
Bracciale adulto per monitor multiparametrico PC-300

**8548-005**  
Bracciale bariatrico per monitor multiparametrico PC-300