



629/SLIM

JELLY SLIM Fermacapo rosso con base slim nera per tavola spinale



FEATURES

JELLY SLIM, il fermacapo con base nera slim ([art. 629-007](#)) per tavola spinale.

La base ribassata agevola lo stivaggio della tavola spinale nel supporto dell'ambulanza.

MAIN FEATURES

Width (cm)	39
Depth (cm)	26
Height (cm)	15
Weight (kg)	0,56

SEE ALSO



Jelly 629

Red standard head immobilizer for spinal board

ACCESSORIES



629-007

Slim black plate for art. 629 head immobilizer
