



1040

Masque pour enfant pour l'oxygénothérapie



CARATTERISTICHE

Masque d'oxygénothérapie à haute concentration pour enfant fabriqué avec un matériau non toxique, doté d'un élastique réglable, d'un pince-nez et d'un tube de connexion anti-écrasement de 210 cm.

DONNÉES TECHNIQUES

Taille	Enfants
Pediatric	₩

VOIR AUSSI



1055 Masque d'oxygénothérapie pour adulte avec flacon de prélèvement



1050 Masque pour adulte pour l'oxygénothérapie



1045 Masque pour enfant pour l'oxygénothérapie avec flacon de prélèvement