



16100-002

Flotteur pour brancard Toboga



CARATTERISTICHE

Conçu pour être utilisé dans l'eau avec les brancards art. 16100 et 16102. Chaque flotteur fournit 20 kg de poussée pour soutenir la flottabilité du patient à l'intérieur du brancard, dans des conditions de sauvetage et de récupération dans l'eau. Il se fixe facilement au brancard Toboga avec des fermetures Velcro. Il peut être rangé à l'intérieur du même brancard Toboga.

IMAGES



VOIR AUSSI



16102-001

Étui pour brancard Toboga divisible
