



## 16102 Toboga

Brancard divisible avec ceintures et repose-pieds



### CARACTERISTIQUE

Composé d' une coque extérieure en polymère ABS modifié, et soutenu par une structure en aluminium robuste. 12 poignées le rendent extrêmement pratique. Résistant aux produits chimiques, aux UV, à la rouille et à la corrosion. Des boucles en laiton robustes positionnées sur les bords du brancard permettent de le soulever avec l' accessoire Art. 16100-005. Une couche de mousse EVA est présente à l' intérieur du brancard pour un plus grand confort du patient. Un repose-pieds réglable et quatre sangles de fixation complètent l' offre standard.

Ce modèle a les mêmes caractéristiques mécaniques et constructives que celles du Toboga art. 16100, à la seule différence qu' il est composé de deux parties séparables qui lui donnent la possibilité d' être rangé et transporté avec une grande facilité. Les deux moitiés sont maintenues ensemble au moyen de tiges en aluminium robustes, fixées avec des goupilles en acier.

### DONNÉES TECHNIQUES

Hauteur (cm)	17
Largeur (cm)	61
Longueur (cm)	216
Poids (kg)	15
Capacité de charge (kg)	300
Taille	Adultes
Usage	Récupération Immobilisation Transport
Trauma	
Alpine	
Material	ABS Alliages d' aluminium

---

IMAGES

---



---

VOIR AUSSI

---



**Toboga 16100**  
Brancard avec ceintures et repose-pieds

---

ACCESSORIES

---



**16102-001**  
Étui pour brancard Toboga divisible



**16100-002**  
Flotteur pour brancard Toboga



**16100-005**  
Élingue de levage certifiée pour brancard Toboga