



16150/G Ergon

Barella comfort a geometria variabile - gialla/blu



CARATTERISTICHE

Visita il sito Ergon

ERGON è stata studiata da soccorritori e da tecnici esperti nei dispositivi d'emergenza medica per offrire prestazioni finora impensabili. Garantisce il massimo comfort, in particolare nei punti di maggior decubito del paziente, grazie all'impiego di uno speciale materiale (l'esclusivo Me.Ber. HC³ - High Comfort Composite Cell) composto da un materiale morbido costampato su un polimero plastico ad alta resistenza.

Oltre al comfort per il paziente **ERGON** è stata progettata per favorire i soccorritori grazie ad accorgimenti unici. Le impugnature sono rivestite in **HC**³ e sono inclinate di 20° in modo da favorire la migliore presa. Speciali supporti ed occhielli sono stati posizionati per fissare con facilità le cinghie con i moschettoni.

La distanza tra le due semibarelle è di appena 25 mm; ciò consente un eccellente supporto alla colonna vertebrale rispetto alle normali barelle a cucchiaio che sono separate da circa 80 mm. La forma della lama è quindi più larga ed è stata progettata per inserirsi con facilità e gradualità tra il paziente ed il suolo.

gradualità tra il paziente ed il suolo. L'impiego del materiale HC³, oltre a garantire una totale stabilità strutturale, permette un elevato isolamento termico. Ciò contribuisce a prevenire l'ipotermia e, grazie al design della barella stessa, consente di prolungare la permanenza del paziente sul dispositivo.

Un'ulteriore rivoluzione tecnologica è l'impiego del nuovo sistema di chiusura snodato **Flexilock** (patent pending) che permette sia di separare la barella in due metà che si eseguire recuperi in posizioni ed in situazioni estreme. Quindi, oltre alle tecniche standard, **ERGON** permette di effettuare con facilità recuperi in ambienti difficili anche con il paziente in condizioni critiche.

Alcune caratteristiche della Ergon:

- Tempi di immobilizzazione più rapidi
- La cinghia di fissaggio funge anche da tracolla
- Accessori solidali al dispositivo
- Dispositivo idoneo al supporto del paziente durante l'esecuzione di esami radiologici (RX) in ambito di primo soccorso.



DATI TECNICI

Misura	Adulti
Destinazione	Recupero Immobilizzazione Trasporto
Altezza (cm)	7,5
Larghezza (cm)	43
Lunghezza (cm)	165
Lunghezza max (cm)	201
Lunghezza ripiegata (cm)	120
Spessore ripiegata (cm)	9
Peso (kg)	10,5
Portata (kg)	170
Trauma	₩
Alpine	₩
Materiale	HC3 - High Comfort Composite Cell Leghe di alluminio

VEDI ANCHE



Ergon 16150/V Barella comfort a geometria variabile - verde/blu

ACCESSORI



X-Lock 9150Fermacapo ergonomico per barella
Ergon



X-FIX 9156 Sistema di trattenuta con cinture a moschettoni



959Sistema di fissaggio a parete per barella a geometria variabile Ergon



16150-001 Borsa verricellabile per il trasporto



16150-002 Borsa per stoccaggio Ergon



584Busta nera con 3 cinture arancio a 2 pz e fibbia in plastica a sgancio rapido per barella Ergon



572 Cintura blu 2 pz con gancio in metallo (l. 155 cm)



574Busta blu con 3 cinture Art. 572

ACCESSORI DI SERIE



584Busta nera con 3 cinture arancio a 2 pz e fibbia in plastica a sgancio rapido per barella Ergon