



## 1052

Maschera per ossigenoterapia adulti a concentrazione variabile sistema venturi



### CARATTERISTICHE

Maschera morbida per ossigenoterapia a concentrazione variabile sistema Venturi completa di kit raccordi colorati per variazione della concentrazione di ossigeno erogato e tubo di collegamento antischiacciamento.

### DATI TECNICI

Misura

Adulti

### VEDI ANCHE



**1055**

Maschera adulti per  
ossigenoterapia con pallone di  
raccolta



**1050**

Maschera adulti per  
ossigenoterapia



**1045**

Maschera bambini per  
ossigenoterapia con pallone di  
raccolta



**1040**

Maschera bambini per  
ossigenoterapia



**1053**

Maschera adulti per aerosolterapia

---

## ACCESSORI

---



**1057**

Occhiale per ossigenoterapia con  
chiusura a scorrere posteriore



**1056**

Tubo prolunga per ossigeno f/f da  
m 2