



1787

Portachiavi con maschera bocca a bocca



CARATTERISTICHE

Maschera di sicurezza per la ventilazione bocca a bocca che permette di ventilare in assoluta sicurezza in quanto composto di un foglio trasparente e di una valvola di NON ritorno che evita che le esalazioni dei pazienti possano venire a contatto con il soccorritore. È fornita in una comoda custodia con portachiavi.

Il colore della custodia può essere soggetto a variazioni, in base alla disponibilità.

VEDI ANCHE



1080
Rescue mask