



19130

"MTX" supporto barella traslabile monovano con piano e ribaltina 180 certificato EN1789



CARATTERISTICHE

Supporto barella traslabile monovano con ribaltina da mm 180. L'alloggiamento sottostante può ospitare, a scelta, una barella a cucchiaio oppure una tavola spinale. A richiesta è possibile avere i supporti con installati i sistemi di bloccaggio Art. 955 o 956.



DATI TECNICI

Traslabile	₩
Larghezza (cm)	60,5
Lunghezza (cm)	214,5
Peso (kg)	58
Portata (kg)	400
Altezza totale	20
Altezza piano	17

IMMAGINI





ACCESSORI



19114 Ribaltina mm 130 con attacchi per supporti



19112 Ribaltina mm 100 con attacchi per supporti



19123 Ribaltina 130 mm con attacchi per supporti e rullo



19115 Ribaltina da 180 mm con attacchi per supporti e rullo



19118Ribaltina mm 350 con attacchi per supporti