



19130-955

"MTX-955" soporte de traslación para camilla, de un solo compartimiento con plataforma y báscula 180 y sistemas de fijación art. 955 - certificado EN1789




CARATTERISTICHE

Soporte de traslación para camilla, de un solo compartimiento con báscula de mm 180. El compartimiento subyacente puede alojar, opcionalmente, una camilla de cuchara o una tabla espinal. A petición es posible obtener los soportes con los sistemas de bloqueo instalados Art. 955 o 956.



Traslación: cm. 30

DATOS TÉCNICOS

| | |
|-------------------------|---|
| Traslable |  |
| Anchura (cm) | 60,5 |
| Longitud (cm) | 214,5 |
| Peso (kg) | 65,7 |
| Capacidad de carga (kg) | 400 |
| Altura (cm) | 19,5 |

IMÁGENES



ACCESORIOS



19114
Basculante de 130 mm con
conexiones para soportes



19112
Basculante de 100 mm con
conexiones para soportes



19123
Ribaltina 130 mm con attacchi per
supporti e rullo



19115
Ribaltina da 180 mm con attacchi
per supporti e rullo
