



19136-955

"MX-955" soporte para camilla fijo de un solo compartimiento con plataforma y báscula 180 y sistema de fijación art. 955 - certificado EN1789



CARATTERISTICHE

Soporte para camilla fijo de un solo compartimiento con plataforma y báscula de mm 180. A petición es posible obtener el soporte con los sistemas de bloqueo instalados Art. 955.



DATOS TÉCNICOS

Anchura (cm)	60,5
Longitud (cm)	208,5
Peso (kg)	49,2
Capacidad de carga (kg)	400
Altura (cm)	13,5

ACCESORIOS



19114
Basculante de 130 mm con conexiones para soportes



19112
Basculante de 100 mm con conexiones para soportes