



19140-955

"MTX-2-955" supporto barella traslabile doppiovano con piano e ribaltina 350 e sistema di fissaggio art. 955 - certificato EN1789



CARATTERISTICHE

Supporto barella traslabile doppiovano con ribaltina da mm 350. L'alloggiamento sottostante può ospitare sia una barella a cucchiaio che una tavola spinale. A richiesta è possibile avere i supporti con installati i sistemi di bloccaggio Art. 955 o 956. Molla a gas compresa.



Traslazione: cm. 30

DATI TECNICI

Traslabile	
Larghezza (cm)	63
Lunghezza (cm)	229
Peso (kg)	83,7
Portata (kg)	400
Altezza (cm)	27,5

IMMAGINI



ACCESSORI



19110
Piano inox mm 1940 x 572 con
attacchi per supporti



787L
Molla a gas per spondina piano di
carico



19123
Ribaltina 130 mm con attacchi per
supporti e rullo



19115
Ribaltina da 180 mm con attacchi
per supporti e rullo

ACCESSORI DI SERIE



821G
Molla a gas per spondina piano di
carico
