



19146-955

"MX-2-955" supporto barella fisso doppiovano con piano e ribaltina 350 e sistema di fissaggio art. 955 - certificato EN1789



CARATTERISTICHE

Supporto barella fisso doppiovano con piano e ribaltina 180 mm. A richiesta è possibile avere il supporto con installati i sistemi di bloccaggio Art. 955.

Molla a gas compresa.



DATI TECNICI

Larghezza (cm)	63
Lunghezza (cm)	223
Peso (kg)	67,4
Portata (kg)	400
Altezza (cm)	21,5

ACCESSORI



Piano inox mm 1940 x 572 con attacchi per supporti



787LMolla a gas per spondina piano di

ACCESSORI DI SERIE

