



## 1925

---

Blaue latex-einweghandschuhe doppelte stärke puderfrei grösse s



---

### CARATTERISTICHE

Extradicke und längere Einweghandschuhe aus Natur-Latex, puderfrei, hohe Biokompatibilität, mikrorau, mit kontrollierter und zertifizierter Qualität. Die Handschuhe werden der Halogenierung unterzogen. Sie sind widerstandsfähiger als normale Einweghandschuhe. In Schachteln zu 50 St. in 4 Größen erhältlich.

---

### HAUPT-EIGENSCHAFTEN

Material

Lattice

---

### IMAGES



---

## SIEHE AUCH

---



**1926**

Blaue latex-einweghandschuhe  
doppelte stärke puderfrei grösse m



**1927**

Blaue latex-einweghandschuhe  
doppelte stärke puderfrei grösse l



**1928**

Blaue latex-einweghandschuhe  
doppelte stärke puderfrei grösse xl

---