



1926 Guanti in lattice

Guanti monouso in lattice blu doppio spessore s/ polvere taglia M



CARATTERISTICHE

Guanti monouso in lattice di gomma naturale ad alto spessore e lunghezza maggiorata, senza polvere lubrificante, ad elevata biocompatibilità, microruvido, di qualità controllata e certificata. Sottoposto a processo di alogenazione. Caratteristiche di resistenza superiori a quelle di un normale guanto monouso. Disponibile in 4 misure, scatole da 50 pz.

DATI TECNICI

Materiale

Lattice

IMMAGINI



VEDI ANCHE



Guanti in lattice
Guanti monouso in lattice blu
doppio spessore s/ polvere taglia S



Guanti in lattice
Guanti monouso in lattice blu
doppio spessore s/ polvere taglia L



Guanti in lattice
Guanti monouso in lattice blu
doppio spessore s/ polvere taglia XL
