



## 1940 Guanti in nitrile

---

Guanti monouso in nitrile taglia S



---

### CARATTERISTICHE

Guanto medicale monouso, non sterile, in nitrile, particolarmente adatto ai soggetti allergici alla gomma del lattice naturale sensibili alle reazioni allergiche di tipo I (ipersensibilità immediata). Colore celeste, inodore, spessore uniforme ed esente da bolle, eccellente sensibilità tattile e destrezza, aumento del comfort anche durante operazioni prolungate. Forma anatomica, ambidestro, con polsino elastico rinforzato anti-arrotolamento, assenza di proteine del lattice e di residui chimici di lavorazione, privo di polvere lubrificante. Disponibile in 4 misure, scatole da 100 pz.

---

### DATI TECNICI

Materiale

Nitrile

---

### IMMAGINI



---

**VEDI ANCHE**

---



**Guanti in nitrile**  
Guanti monouso in nitrile taglia XL



**Guanti in nitrile**  
Guanti monouso in nitrile taglia L



**Guanti in nitrile**  
Guanti monouso in nitrile taglia M

---