



## 1945 Einweghandschuhe aus nitril

---

Einweghandschuhe aus nitril gr xl



---

### CARATTERISTICHE

Einweghandschuh für den medizinischen Gebrauch, nicht steril, in Nitril, besonders für Allergiker gegen Naturgummi (Allergien Typ T mit sofortiger Hypersensibilität) geeignet. Farbe azurblau, geruchlos, gleichmäßig dick und blasenfrei, ausgezeichnetes Tastgefühl und Handfertigkeit, angenehm auch bei längerer Tragezeit. Anatomisch geformt, beidhändig verwendbar mit elastischem, verstärktem, röllsicherem Gelenkbündchen, frei von Gummiproteinen und chemischen Rückständen, ohne Gleitpulver. In 4 Größen in Schachteln zu 100 Stück verfügbar.

---

### HAUPTEIGENSCHAFTEN

Material

Nitrile

---

### IMAGES



---

## SIEHE AUCH

---



**Einweghandschuhe aus nitril**  
Einweghandschuhe aus nitril gr. s



**Einweghandschuhe aus nitril**  
Einweghandschuhe aus nitril gr. m



**Einweghandschuhe aus nitril**  
Einweghandschuhe aus nitril gr. l

---