



## 2400

---

Maschera per rianimazione in silicone mis. 0




---

### CARATTERISTICHE

Maschera per rianimazione e anestesia. Il bordo anatomico, realizzato in silicone, garantisce la massima aderenza al viso, mentre la conchiglia, realizzata in polisulfone trasparente, permette di monitorare il paziente durante l'applicazione. Connettore standard. **Sterilizzabile in autoclave, è disponibile in 6 diverse misure.**

---

### DATI TECNICI

Misura	Bambini
Pediatric	
Materiale	Silicone

---

## VEDI ANCHE

---



**2402**  
Maschera per rianimazione in  
silicone mis. 2



**2401**  
Maschera per rianimazione in  
silicone mis. 1



**2405**  
Maschera per rianimazione in  
silicone mis. 5



**2403**  
Maschera per rianimazione in  
silicone mis. 3



**2404**  
Maschera per rianimazione in  
silicone mis. 4

---

## ACCESSORIO DI

---



**1366**  
Zaino rosso "115" FORNITO  
COMPLETO - CAPITOLATO TPSS