



## 2400

Masque de réanimation en silicone taille 0



### CARATTERISTICHE

Masque de réanimation et d'anesthésie. Le bord anatomique, en silicone, garantit une adhérence maximale au visage, tandis que la coque, en polysulfone transparent, permet de surveiller le patient pendant l'application. Connecteur standard. **Autoclavable, il est disponible en 6 tailles différentes.**

### DONNÉES TECHNIQUES

Taille	Enfants
Pediatric	
Material	Silicone

---

## VOIR AUSSI

---



**2402**  
Masque de réanimation en silicone taille  
2



**2401**  
Masque de réanimation en silicone taille  
1



**2405**  
Masque de réanimation en silicone taille  
5



**2403**  
Masque de réanimation en silicone taille  
3



**2404**  
Masque de réanimation en silicone taille  
4

---

## ACCESSOIRE DE

---



**1366**  
Sac à dos « 115 » rouge FOURNI  
COMPLET - SPÉCIFICATION TPSS