



2401


Maschera per rianimazione in silicone mis. 1



CARATTERISTICHE

Maschera per rianimazione e anestesia. Il bordo anatomico, realizzato in silicone, garantisce la massima aderenza al viso, mentre la conchiglia, realizzata in polisulfone trasparente, permette di monitorare il paziente durante l'applicazione. Connettore standard. **Sterilizzabile in autoclave, è disponibile in 6 diverse misure.**

DATI TECNICI

Misura	Bambini
Pediatric	
Materiale	Silicone

VEDI ANCHE



2402
Maschera per rianimazione in
silicone mis. 2



2401
Maschera per rianimazione in
silicone mis. 1



2404
Maschera per rianimazione in
silicone mis. 4



2405
Maschera per rianimazione in
silicone mis. 5



2400
Maschera per rianimazione in
silicone mis. 0



2403
Maschera per rianimazione in
silicone mis. 3

ACCESSORIO DI



1366
Zaino rosso "115" con tasche laterali
e scomparti FORNITO COMPLETO -
CAPITOLATO TPSS