



2404

Mascarilla de reanimación en silicona med. 4



CARACTERÍSTICAS

Mascarilla de reanimación y anestesia. El borde anatómico, hecho de silicona, garantiza la máxima adherencia facial, mientras el cuerpo hecho en polisulfona transparente permite observar constantemente el estado del paciente durante la aplicación. Conector estándar. **Esterilizable en autoclave, disponible en 6 diferentes medidas.**

DATOS TÉCNICOS

Tamaño	Adultos
Material	Silicona

VER TAMBIÉN



2402
Máscara de reanimación de silicona
tamaño 2



2401
Mascarilla de reanimación en
silicona med. 1



2400
Mascarilla de reanimación en
silicona med. 0



2403
Mascarilla de reanimación en
silicona med. 3



2405
Mascarilla de reanimación en
silicona med. 5

ACCESORIO DE



1366
Mochila roja "115" con bolsillos
laterales y compartimentos
SUMINISTRADO COMPLETOS -
ESPECIFICACIONES TPSS