



## 407 Neofix

Attelle en néoprène pour bras



### CARATTERISTICHE

Attelles flexibles rigides en néoprène et dotées d'un noyau en aluminium qui peut être façonné en fonction des besoins qui surviennent lors des opérations de sauvetage. Le noyau en aluminium peut être retiré pour assurer une hygiène pratique. Le produit spécial utilisé pour la réalisation permet de maintenir la température corporelle constante, d'adapter les attelles à chaque type de membre et de les nettoyer et désinfecter très facilement. 5 tailles différentes sont disponibles : jambe, bras, avant-bras, poignet et cheville/coude.

### DONNÉES TECHNIQUES

Taille	Adultes
Usage	Immobilisation
Trauma	
Longueur (cm)	61
Material	Néoprène

### VOIR AUSSI



**Halley 886**

Lot d'attelles à dépression avec pompe et étui



**417**

Ensemble d'attelles en néoprène « NEOFIX » avec étui