




6100


Brancard pliant long à usage vétérinaire



CARACTERISTIQUE

Brancard pliable en deux avec pieds et poignées en aluminium, avec feuille en PVC imperméable et indéchirable. Idéal pour le transport à la clinique. Il est facile à placer. Disponible en deux tailles différentes.

DONNÉES TECHNIQUES

Pliable	
Surface de couchage	Sans Trendelenburg
Longueur (cm)	167
Largeur (cm)	50
Hauteur (cm)	13
Hauteur plié (cm)	83
Thickness (cm)	13
Poids (kg)	5,5



6300/B

Matelas à dépression à usage vétérinaire



Maxima 6200

Brancard cuillère atraumatique
pédiatrique
