



## 616

Sistema de fijación vertical certificado para camilla de cuchara



### CARATTERISTICHE

Soportes de aluminio equipados con ganchos rápidos y seguros para bloquear en la pared o dentro de la ambulancia de la camilla de cuchara en posición vertical.

Con el art. 616/A Es posible bloquear la camilla doblada en dos.



Dispositivo certificado según los estándares armonizados europeos de seguridad UNI EN 1789.

### DATOS TÉCNICOS

Longitud (cm)	44
Anchura (cm)	2,5
Altura (cm)	7,5
Peso (kg)	0,5

---

## VER TAMBIÉN

---



**Maxima 630**  
Camilla traumática de cuchara  
anodizado gris



**616/A**  
Sistema de fijación vertical alto  
certificado para camilla de cuchara



**Maxima 631**  
Camilla atraumática de cuchara  
anodizada gris con tronco/cabeza  
de 1 pieza



**Maxima 630/B**  
Camilla traumática de cuchara  
barnizada azul



**Maxima 630/A**  
Camilla traumática de cuchara  
barnizada naranja

---