



## 616

Für schaufeltragen zertifiziertes vertikales feststellsystem



## **CARATTERISTICHE**

Halterungen aus Aluminium mit Schnellverschlusshaken für das sichere Blockieren der Schaufeltrage an der Wand oder im Innenraum des Krankenwagens in senkrechter Position.

Mit Art. 616/A kann die zusammengeklappte Trage blockiert werden.

Gemäß den angeglichenen europäischen Sicherheitsstandards zertifiziertes Produkt, entspricht der Norm EN 1789:1999.

## **HAUPTEIGENSCHAFTEN**

Länge (cm)	44
Breite (cm)	2,5
Höhe (cm)	7,5
Gewicht (kg)	0.5

## SIEHE AUCH



**Maxima 630** Eloxierte atraumatische schaufeltrage, grau



616/A Für schaufeltragen zertifiziertes hohes vertikales feststellsystem



Maxima 631 Eloxierte atraumatische schaufeltrage, grau, mit einteiligem rumpf-/kopfbereich



**Maxima 630/B** Blau lackierte atraumatische schaufeltrage



Maxima 630/A Eloxierte atraumatische schaufeltrage, grau