



616/A

Für schaufeltragen zertifiziertes hohes vertikales feststellsystem



CARATTERISTICHE

Halterungen aus Aluminium mit Schnellverschlusshaken für das sichere Blockieren der Schaufeltrage an der Wand oder im Innenraum des Krankenwagens in senkrechter Position.

Mit Art. 616/A kann die zusammengeklappte Trage blockiert werden.

Gemäß den angeglichenen europäischen Sicherheitsstandards zertifiziertes Produkt, entspricht der Norm EN 1789:1999.

HAUPT-EIGENSCHAFTEN

Länge (cm)	44
Breite (cm)	2,5
Höhe (cm)	9,5
Gewicht (kg)	0,55

SIEHE AUCH



616

Für schaufeltragen zertifiziertes
vertikales feststellsystem

ZUBEHÖRE



Maxima 630/B
Blau lackierte atraumatische
schaufeltrage



Maxima 631
Eloxierte atraumatische
schaufeltrage, grau, mit einteiligem
rumpf-/kopfbereich



Maxima 630
Eloxierte atraumatische
schaufeltrage, grau



Maxima 630/A
Eloxierte atraumatische
schaufeltrage, grau
