



# 618

Sistema di fissaggio per sedia portantina



## **CARATTERISTICHE**

Supporto studiato per bloccare le sedie portantine art.650-653-658-659 all'interno dell'ambulanza. È composto da 2 pezzi. Realizzato in acciaio inossidabile.



Dispositivo certificato secondo gli standard armonizzati europei UNI EN 1789.

Disponibili anche separatamente 618/INF - 618/SUP

#### **DATI TECNICI**

Lunghezza (cm)	46
Profondità (cm.)	4
Altezza (cm)	2,5
Peso (kg)	2,3

# **VEDI ANCHE**





**Maya 653**Sedia portantina pieghevole a 4 ruote con pedana e braccioli

## **ACCESSORI**



**Quick 659/Y**Sedia portantina pieghevole a 4
ruote con pedana e braccioli gialla/nera



**Quick 658/Y**Sedia portantina pieghevole a 2
ruote gialla/nera